

Dintido MED - Bruksanvisning

Dintido Med är en kalender-klocka som du kan ställa in på upp till sex dagliga påminnelser. Till exempel påminna om medicin eller att dricka ett glas vatten.

Dintido Med är utvecklad för att vara så enkel som möjligt att använda, både för anhöriga och användare. Och för att undvika att användaren raderar påminnelser, skriver du ett lösenord (dintido) för att komma åt menyn. Där kan du sen enkelt skriva in, ändra eller radera en påminnelse.

Så fungerar den

- Vid varje påminnelse hörs en signal och texten, man tidigare skrivit in, visas.
- När användaren trycker ok, försvinner påminnelsen.
- Om användaren inte trycker OK repeteras signalen tre gånger: efter 5, 10 och 15 minuter, tills användaren trycker OK.
- Om användaren inte trycker OK, försvinner påminnelsen efter 1 timma.

Var uppmärksam på att det är samma påminnelse som visas varje dag. Du kan alltså *inte* ställa in Dintido MED till att påminna om något enbart på t ex måndagar.

Så inställer du den

1. Tryck fem gånger på Dintidos logga, i nedre högra hörnet. Ett nytt fönster öppnas.
2. Tryck en gång där det står "Skriv in lösenordet här", skriv koden (dintido) och tryck sedan "Nästa".

Skriv lösenordet och tryck på NÄSTA:

Skriv in lösenordet här

Nästa

Avbryt

1. Tryck på "Skapa" (grön).

Skapa en påminnelse

1: -
2: -
3: -
4: -
5: -
6: -



Spara och stäng

2. Nu visas nedanstående meny. Inställ tid (timme och minuter. Markeras med gult).

Påminnelse1:

10:00

Timme Minut Påminnelsestext (0/90 tecken):

10	00
11	15
12	30
13	45

Skriv påminnelse här

Spara

Avbryt


3. Skriv texten med tangentbordet på skärmen. Du kan skriva max 90 tecken.

Påminnelse1:

9:00 God morgon! Kom ihåg din morgonmedicin.

Timme Minut Påminnelsestext (39/90 tecken):

9 00 God morgon! Kom ihåg din morgonmedicin.



4. Tryck ett ställe ovanför texten (i det vita området) och sedan "Spara".
5. Om du vill skriva fler påminnelser, skapa en ny på samma sätt.
6. När du har skrivit in alla påminnelser, tryck "Spara och stäng".

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor!